

HÖRGERÄTE

> Intiga

Unmittelbar überzeugend
durch Klang und Design



NEUROTH

Besser hören. Besser leben.

> Diskretion und Eleganz

Intiga
In vielen attraktiven
Farben erhältlich



Entwickelt für absolute Unauffälligkeit, ist Oticon Intiga eines der kleinsten Oticon-Hörsysteme aller Zeiten. Aber es steckt mehr dahinter als nur Unauffälligkeit – jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht und individuell optimiert.

So ist die Oberfläche glatt und ununterbrochen und schmiegt sich durch die runde Form nahtlos an die Ohrmuschel an. Diese ergonomische Form sorgt für perfekten Sitz hinter dem Ohr und absolute Diskretion. Trotz des kompromisslosen Designs ist Oticon Intiga das weltweit kleinste vollständige Wireless-Hörsystem.

Vorteile von Intiga:

	Intiga 6	Intiga 8	Intiga 10
Bandbreite	8 kHz	8 kHz	10 kHz
Pinna-Effekt	x	x	x
bis zu 4 Hörprogramme	x	x	x
pfeiffrei	x	x	x
Lärmunterdrückung ¹	**	***	***
künstliche Intelligenz ¹	*	**	***
selbstlernend		x	x
binaurale Synchronisation		x	x
Raumklang 2.0			x
gezielte Sprachverstärkung			x

Optionale Anbindungsmöglichkeiten:

Streamer	x	x	x
TV-Lösung	x	x	x
Telefon-Lösung	x	x	x

¹ Je höher die Anzahl der Sterne, desto ausgereifter die Funktion.

Pfeiffrei

Störende Rückkopplungen (Pfeifgeräusche) werden vom System sofort erkannt und unterdrückt. Gleichzeitig erkennt das Hörsystem aber natürliche Geräusche, wie Sprachsignale oder Musik, und lässt diese unbeeinträchtigt. So sorgt Oticon Intiga stets für perfekten Klang.

> Besseres Sprachverstehen vom allerersten Moment an

Raumklang 2.0

Dadurch, dass zwei Hörgeräte permanent miteinander arbeiten, wird sowohl optimales Sprachverstehen als auch einfache Orientierung gewährleistet. So können Sie einen Sprecher stets der richtigen Richtung zuordnen und sich auf diesen fokussieren. Ausserdem bleibt dadurch der natürliche Klang erhalten.

Gezielte Sprachverstärkung

Oticon Intiga erkennt in jeder Situation, wie viel Verstärkung gerade nötig ist. Das führt dazu, dass Klänge jederzeit als natürlich und angenehm empfunden werden und in jeder Situation das bestmögliche Sprachverstehen erzielt werden kann. Diese «Speechguard» genannte Funktion sorgt aber auch dafür, dass das Gehörte nicht zu laut oder unangenehm wird.



Künstliche Intelligenz

Die intelligente Signalverarbeitung sorgt dafür, dass stets die passende Einstellung Ihrer Hörsysteme gewählt wird – bestmögliches Sprachverstehen in jeder Situation. Mittels der optionalen Fernbedienung können Sie sich aber jederzeit für eine andere Einstellung entscheiden.

Pinna-Effekt

Die «digitale Ohrmuschel» sorgt dafür, dass alle Klänge ihre natürliche Klangfarbe behalten und unverfälscht klingen. Dies trägt wiederum zum optimalen Sprachverstehen bei und lässt Sie schnell vergessen, dass Sie ein Hörsystem tragen.

> Die Verbindung in alle Welt



TV, Telefon, Radio – alles kein Problem

Heute spielen TV und Telefon eine wichtige Rolle im Leben. Darum ist Oticon Intiga perfekt darauf eingestellt, mit Ihren elektronischen Geräten zu kommunizieren und Ihnen so den Zugang zu Unterhaltung und Kommunikation zu erleichtern.

Über den Oticon-Streamer, ein kleines Gerät zur Übertragung von Daten, können Sie Ihr Oticon Intiga drahtlos mit bis zu vier Geräten, wie zum Beispiel Fernseher, Festnetztelefon oder Mobiltelefon, vernetzen. Sie empfangen die Signale direkt im Ohr – ganz entspannt und ohne Angst, etwas zu verpassen. Denn Sie können per Knopfdruck aus dem TV-Programm aussteigen, um z. B. ein Telefongespräch entgegenzunehmen. Oticon Intiga schenkt Ihnen genügend Bassverstärkung und ein entsprechendes Musik-Panorama für ein volles und räumliches Klangerlebnis.

> Live dabei

Einfach verbinden und live dabei sein

Einmal gekoppelt, verbindet ConnectLine die Intiga-Hörsysteme automatisch mit Mobiltelefon, Festnetztelefon und TV in Reichweite.

Mit dem Oticon-Zubehör und den ConnectLine-Adaptern wird der Ton von Mobiltelefon, Festnetztelefon oder TV in erstklassiger Klangqualität drahtlos in die Hörsysteme übertragen. Per einfachen Tastendruck stellen Ihre Kunden eine Verbindung zu externen Geräten her und sind dann in der Lage, zwischen TV, Mobiltelefon und Festnetztelefon zu wechseln. Dank hoher Breitbandigkeit können sie die feinen Nuancen in der Musik wahrnehmen und den Dialog des Films ohne Übertragungsverzögerungen der Sprache verfolgen – in einer Lautstärke, die auch für die Familie angenehm ist. Sie können das Telefonklingeln beim Fernsehen hören, den Anruf an Ort und Stelle entgegennehmen und mühelos das Telefonat führen.



Liebe deine Ohren!

Neuroth – 100 Jahre besseres Hören

Seit mehr als 100 Jahren ist es das Ziel von Neuroth, die Lebensqualität von Menschen mit Hörminderung entscheidend zu verbessern. Dank modernster Technologie und unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Hörgeräteakustik konnten wir bisher hunderttausenden von Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen helfen.

Deshalb – und weil wir uns für die individuellen Hörbedürfnisse unserer Kunden gerne besonders viel Zeit nehmen – sind wir DER Ansprechpartner für das Thema «Besser hören».

NEUROTH HÖRCENTER AG

CH-6312 Steinhausen

Allmendstrasse 11

Tel. +41 41 741 30 10

Fax +41 41 741 30 11

office@neuroth.ch

www.neuroth.ch

 **NEUROTH**

Besser hören. Besser leben.